






























Liste der verwendeten Symbole

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	2493	Katalognummer	Gibt die Artikelnummer an, so dass das Produkt eindeutig identifiziert werden kann
	2492	Chargencode	Gibt die Chargennummer an, so dass eine bestimmte Produktionsserie eines Produktes eindeutig identifiziert werden kann
	2607	Verwendbar bis	Gibt das Datum an, nach dem das Produkt nicht mehr verwendet werden darf
	2501	Sterilisation mit Ethylenoxid	Gibt ein Produkt an, das mit Ethylenoxid (EO) oder durch Bestrahlung (R) sterilisiert wurde
	2502	Sterilisation durch Bestrahlung	
	2724	Nicht pyrogen	Bezeichnet ein Produkt, das nicht pyrogen ist
	1051	Nicht wiederverwenden	Verweist auf ein Produkt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist
	2606	Nicht verwenden falls Verpackung beschädigt	Gibt ein Produkt an, das nicht verwendet werden sollte, falls die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet sein sollte
	0626	Trocken aufbewahren	Bezeichnet ein Produkt, das gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	Abgeleitet von 0632	Temperaturbegrenzung	Bezeichnet werden die Temperaturgrenzwerte, denen das Produkt sicher ausgesetzt werden kann
	0624	Von Sonnenlicht fernhalten	Bezeichnet ein Produkt, das Schutz vor Lichtquellen benötigt
	0434	Vorsicht	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben, wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen
	Abgeleitet von 0434	Vorsicht - bedingt MRT- sicher	Verweist auf ein Produkt, das als bedingt MRT-sicher eingestuft werden kann
		Druckbegrenzung	Verweist auf ein Produkt, das bis zu einem bestimmten Pumpendruck dynamisch druckbelastet werden kann
		CT-Fähigkeit	Verweist auf ein Produkt, das bis zu einem bestimmten Pumpendruck sicher zur CT-Diagnostik eingesetzt werden kann
	Abgeleitet von 2725	Enthält oder Anwesenheit von Naturkautschuklatex	Gibt die Anwesenheit von Naturkautschuklatex als einem der Konstruktionswerkstoffe im Produkt oder der Verpackung des Produktes an
	Aus DIN EN 15986	Enthält oder Anwesenheit von Diethylhexylphthalat (DEHP)	Gibt die Anwesenheit von Diethylhexylphthalat (DEHP) als einem der Konstruktionswerkstoffe im Produkt oder der Verpackung des Produktes an
		Abgabe nur an Ärzte (nur für USA)	Gibt an, dass das Produkt in den USA nur an Ärzte abgegeben werden darf.

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
		Der Grüne Punkt	Gibt an, dass für die Entsorgung der Produktverpackung in Deutschland eine Lizenz beim Dualen System Deutschland GmbH genommen wurde
	Aus ISO 15223-1	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den Bevollmächtigten in der Europäischen Gemeinschaft an
	93/42/EWG oder (EU) 2017/745	CE-Kennzeichnung	Gibt an, dass das Produkt den Bestimmungen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte entspricht; xxxx gibt die Kennnummer der zuständigen Benannten Stelle an. <u>Oder, sofern anwendbar:</u> Gibt an, dass das Produkt den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 entspricht, xxxx gibt die Kennnummer der zuständigen Benannten Stelle an.
	2497	Herstellungsdatum	Gibt das Datum an, wann das Produkt produziert wurde
	3082	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes an
	1641	Gebrauchsanweisung beachten	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zu Rate zu ziehen.
	3707	Einfach-Sterilbarrieresystem	Zeigt ein Einfach-Sterilbarrieresystem an
	3704	Doppel-Sterilbarrieresystem	Zeigt zwei Sterilbarrieresysteme an

Symbol	Reg.-Nr ISO 7000	Symboltitel	Symbolbeschreibung
	3708	Einfach-Steril- Barriersystem mit inliegender Schutzverpackung	Zeigt ein Einfach-Sterilbarriersystem mit inliegender Schutzverpackung an
	3709	Einfach- Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung	Zeigt ein Einfach-Sterilbarriersystem mit äußerer Schutzverpackung an
	MDCG 2019-8 v2	Medizinprodukt	Das Produkt ist ein Medizinprodukt.